

RECOLECCIÓN DE MUESTRA DE ESCREMENTO

- No deben usarse antiácidos, bismuto de bario, medicamentos antidiarreicos ni laxantes aceitosos antes de la recolección de la muestra de excremento.
- Recoja el número de muestras que pidió el médico. **NO RECOJA MÁS DE UNA MUESTRA** en un periodo de 24 horas.
- Recoja la muestra en un recipiente plástico seco de boca ancha o en una bolsa plástica grande que se coloca sobre la abertura del asiento del inodoro. **NO USE ESCREMENTO QUE HAYAN CAÍDO AL INODORO O CUANDO ESTÉN MEZCLADAS (CONTAMINADAS) CON ORINA.**
- Seleccione una parte de las excremento y transfíralas al recipiente adecuado. Pueden llenarse varios frascos con una sola muestra de excremento.
- La cantidad de las excremento necesarias varía dependiendo del número de pruebas pedido. Use al menos la cantidad de excremento del tamaño de una nuez para cada prueba requerida.
- Los recipientes Parapak® son paquetes especiales que se usan para preservar y transportar muestras de excremento. **Los líquidos contenidos en los paquetes son venenosos; así es que es sumamente importante manejar los recipientes con cuidado, no beba la solución y mantenga los paquetes fuera del alcance de los niños.** La recolección en recipientes y el manejo especial de cada prueba aparecen en el otro lado de esta hoja. Los recipientes Parapak® tienen una línea de llenado designada. Agregue suficientes excremento para llegar a la línea pero no llene en exceso.
- Rotule todos los recipientes de excremento con su nombre, fecha y hora de recolección de las excremento. Ponga los recipientes en una bolsa Ziploc.
- Remítase a las instrucciones del reverso de esta página en cuanto al almacenaje correcto de la muestra.

Preguntas sobre la prueba:

Si tiene alguna pregunta sobre la prueba, llame al médico que pidió la prueba o al Centro de Patología, **354-4541** o **888-432-8980**.

Provider Signature
(Firma del proveedor)

Date
(Fecha)

(sigue al reverso)

Tipos de pruebas de escremento pedidas

Siga las instrucciones para cada prueba de escremento que se solicite.

Culture (Enteric Plus® Vial)

- Este recipiente tiene una tapa **verde** con una cuchara conectada a la tapa.
- Agregue suficientes escremento al frasco Parapak® para llevar el nivel de líquido hasta la línea roja “Fill to here” [Llenar hasta aquí] (unos 5 mililitros).
- Cierre la tapa bien apretada en el frasco y agite vigorosamente para mezclar las escremento con el líquido.
- Mantenga la muestra recolectada a temperatura ambiente.

Ova & parasites

- Se usan dos recipientes para esta prueba. Un recipiente tiene **una tapa rosada**, el otro frasco tiene **una tapa gris**
- Agregue suficientes escremento a **cada** frasco Parapak® para llevar el nivel de líquido hasta la línea roja “Fill to here” [Llenar hasta aquí] (unos 5 mililitros).
- Vuelva a poner la tapa y agite vigorosamente para mezclar la solución de prueba con las escremento.
- Mantenga la muestra recolectada a temperatura ambiente.
Si el médico pide tres deposiciones de escremento separadas para huevos y parásitos, solamente debe recogerse una deposición en un periodo de 24 horas. Necesitará usar un paquete Parapak® (tiene los recipientes tanto de color rosado como gris) cada día.

Clostridium difficile toxin

- Recoja las escremento en un recipiente limpio y seco, y refrigere inmediatamente.
- **NO SE ACEPTARÁN LAS ESCREMENTO FORMADAS ENTERAS. LA MUESTRA DEBE SER LÍQUIDA.**
- La muestra refrigerada debe entregarse al laboratorio dentro de 24 horas.

Cryptosporidium Antigen **Giardia Antigen** **Fecal WBC**

- Agregue de inmediato suficientes escremento en un frasco Parapak® de tapa rosada (10% de formalina) para llevar el nivel de líquido hasta la línea roja “Fill to here” [Llenar hasta aquí] (unos 5 mililitros). Deben colocarse las escremento en una solución al 10% de formalina dentro de 30 minutos de la recolección.
- Mantenga el paquete de formalina Parapak® a temperatura ambiente.

Rotavirus **Adenovirus 40/41**

- Recoja las escremento en un recipiente limpio y seco, y refrigere inmediatamente.
- La muestra refrigerada debe entregarse como lo especifique su proveedor dentro de 48 horas.

Preguntas sobre la prueba:

Si tiene alguna pregunta sobre la prueba, llame al médico que pidió la prueba o al Centro de Patología, **354-4541** o **888-432-8980**.